

Healthier Practices. Healthier Patients.

DENTAL CATALOG

歯科用製品総合カタログ 2026~



目次 DENTAL CATALOG CONTENTS

エルコデント

P1~9


成型器 P1~2



成型シート P3~6



オプション製品 P6~9



ジルコニアディスク・歯科用金属

P10~12

アーゲン/ジルコニアディスク P10



アーゲン/歯科用金属 P11~12



その他歯科用金属・MPF Brush P12



インスツルメント

P13~23

シュベルト P13~19



コーラー P20~23



オーラルケア

P24~27



感染予防

P28



ファイバーポスト/ 歯髄診断器

P29



切削・研磨

P30~32



アタッチメント

P33



UVパターン

P34~36



ワックス

P37



模型関連用品

P38



その他

P39~40



ドイツに本社を置くエルコデント社は、加圧・吸引成型器、成型用シートなどオーラルアプライアンス関連製品を中心とした歯科器材メーカーです。
特に主力製品の加圧成型器【エルコプレス】は、日本をはじめ世界各国で使用され信頼のブランドとして高い評価を得ています。

エルコデント社は、世界の歯科医療のさらなる発展のため日々研究・開発を重ね、高品質な製品を生み出し続けていきます。

エルコデント社は1963年、
歯科医師Erich H.Kopp氏により創業され
60年以上高品質な製品を提供し続けています。



エルコプレス 加圧成型器 Pressure

- 自動圧接(自動プレス)による容易な操作性
- 最大加圧6.0気圧(0.6MPa)により、精度の高いオーラルアプライアンスの成型を実現
- 液晶タッチパネル操作によるシンプルな操作性(日本語対応・動画表示・スケジュールインストール済)
- 予備加熱不要、赤外線温度センサー機能による徹底した温度管理
- 高機能赤外線ヒーターによる均一なシート軟化

エルコプレス ci motion

届出番号: 14B1X00011000590



エアークOMPレッサ
内蔵タイプ

オートタイプ



- ・電源電圧: AC100V 50/60Hz
- ・消費電力: 440W
- ・センサー許容感知温度: 240℃以下
- ・最大使用圧力: 0.6MPa (6bar)
- ・ノイズレベル: <70db (A)
- ・サイズ: W350×D430×H320mm
- ・重量: 21.3kg

製品番号

J82671

エルコプレス motion

届出番号: 14B1X00011000589



エアークOMPレッサ
外部接続タイプ*

オートタイプ

※外部からのエア供給が必要です。



- ・電源電圧: AC100V 50/60Hz
- ・消費電力: 380W
- ・センサー許容感知温度: 240℃以下
- ・最大使用圧力: 0.6MPa (6bar)
- ・ノイズレベル: <70db (A)
- ・サイズ: W350×D430×H320mm
- ・重量: 18.9kg

製品番号

J82670



エルコフォーム 吸引成型器 Vacuum

- 最大真空値 0.8bar による適合精度の高いオーラルプライアンスの成型を実現
- 予備加熱不要、赤外線温度センサー機能による自動温度管理
- 液晶タッチパネル操作によるシンプルな操作性(日本語対応・動画表示・スケジュールインストール済)
- 高性能赤外線ヒーターによる均一なシート軟化

エルコフォーム 3D motion



届出番号:14B1X00011000575

オートタイプ

オートマチックサーモフォーミング(自動)により
容易な操作性を実現



- ・電源電圧: AC100V 50/60Hz
- ・消費電力: 340W
- ・センサー許容感知温度: 240℃以下
- ・内蔵型真空ポンプ: 真空値0.8bar
- ・最大吸引力: 6L/分
- ・ノイズレベル: <60db (A)
- ・サイズ: W350×D370×H315mm
- ・重量: 13.9kg

製品番号

J80632

エルコフォーム 3D Plus



届出番号:14B1X00011000509

マニュアルタイプ

マニュアルサーモフォーミング(手動)



- ・電源電圧: AC100V 50/60Hz
- ・消費電力: 340W
- ・センサー許容感知温度: 240℃以下
- ・内蔵型真空ポンプ: 真空値0.8bar
- ・最大吸引力: 6L/分
- ・ノイズレベル: <60db (A)
- ・サイズ: W350×D370×H315mm
- ・重量: 11.9kg

製品番号

J81877

エルコフォーム3D専用オプション



オクルフォーム3 アライメンター付




対合歯圧痕付与に使用

製品番号

J81924

オクルフォーム3用 アライメンター (単品)

モデルポット上の模型の
切歯点と咬合平面の平均値
アライメントをとるデバイス



製品番号

J81923

オクルフォーム3用 OCC3-4P

3Dプリントモデルを
固定するためのデバイス
スキャナー・3Dプリンター・
模型作成ソフト要



製品番号

J80943

スポーツマウスガード用シート



届出番号: 14B1X00011000500、14B1X00011000501

用途 スポーツマウスガード

カラーマウスガード

材質:EVA

シングルカラー 全14色

シングルカラー(単色)の
スポーツマウスガード用成型シート



カラーマウスガード シングルカラー各種には
それぞれイソホイール(分離)シートが貼付されています。
但し現在移行中のため、貼付されていない製品も混在しております。

カラーマウスガードフリースタイル

材質:EVA

マーブルカラー 全10色

マーブルカラー(特殊色)の
スポーツマウスガード用成型シート



カラーマウスガードマルチカラー

材質:EVA

フラッグカラー 全5色

フラッグカラー(国旗色)の
スポーツマウスガード用成型シート




※複数色の成型用シートを圧接する際は圧接位置や条件により仕上がりが変わります。圧接前に十分ご確認をお願いいたします。画像のような仕上がりにならない場合もございます。

種類	カラー	丸型 (φ120mm)				角型 (125×125mm)	
		1枚		5枚 ※		5枚 ※	
		厚さ: 2.0mm	厚さ: 4.0mm	厚さ: 2.0mm	厚さ: 4.0mm	厚さ: 2.0mm	厚さ: 4.0mm
		製品番号	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号
カラーマウスガード (シングルカラー)	フライトレッド	J82625	J82639	J81625	J81639	J81654	J81659
	フライトイエロー	J82626	J82640	J81626	J81640	J81653	J81657
	フライトブルー	J82627	J82641	J81627	J81641	J81655	J81660
	フライトグリーン	J82628	J82642	J81628	J81642	J81656	J81658
	フライトピンク	J82629	J82643	J81629	J81643	J81715	J81664
	ピュアホワイト	J82635	J82649	J81635	J81649	J81722	J81662
	ダークブルー	J82631	J82645	J81631	J81645	J81717	J81665
	ライトブルー	J82632	J82646	J81632	J81646	J81718	J81726
	マルーン	J82633	J82647	J81633	J81647	J81720	J81728
	ディープグリーン	J82634	J82648	J81634	J81648	J81721	J81729
	ディープレッド	J82630	J82644	J81630	J81644	J81716	J81663
	ディープブラック	J82636	J82650	J81636	J81650	J81723	J81661
	ゴールド	J82637	J82651	J81637	J81651	J81724	J81730
シルバー	J82638	J82652	J81638	J81652	J81725	J81731	
	アソート (15枚) 上記各色1枚・クリア1枚	—	—	J80674	J80684	J81719	J81727
カラーマウスガード フリースタイル (マーブルカラー)	カモフラージュ	J82604	J82615	J81604	J81615	J81732	J81744
	ラバ	J82605	J82616	J81605	J81616	J81733	J81745
	タイダイ	J82606	J82617	J81606	J81617	J81734	J81746
	レインボー	J82607	J82618	J81607	J81618	J81735	J81747
	コンフェッティ	J82608	J82619	J81608	J81619	J81736	J81748
	アソート① (5枚) 上記各色1枚	—	—	J81609	J80694	J81741	J81753
	ゼブラ	J82610	J82620	J81610	J81620	J81737	J81749
	ゴールドフレック	J82611	J82621	J81611	J81621	J81738	J81750
	シルバーフレック	J82612	J82622	J81612	J81622	J81739	J81751
	カモフラージュストリップ	J82613	J82623	J81613	J81623	J81740*	J81752*
ラバストリップ	J82614	J82624	J81614	J81624	J81742	J81754*	
アソート② (5枚) 上記各色1枚	—	—	J80693	J80695	J81743	J81755	
カラーマウスガード マルチカラー (フラッグカラー)	ウェイスロット	J80680	J80691				
	フレンチ	J80675	J80686				
	イタリアン	J80677	J80688				
	ジャーマン	J80676	J80687				
	ファン	J80678	J80689				

※の製品は受注後のお取り寄せとなります。
※シングルカラーアソートのみ15枚

プレイセーフ トリプル (3層構造シート)

届出番号:14B1X00011000570



プライトブルー



プライトピンク



ゴールド



カモフラージュ



ラバストリップ

※他カラーは、P3掲載の「スポーツマウスガード用シート」製品画像をご参照ください。

用途 スポーツマウスガード

材質: EVA / COC

高い衝撃吸収効果と衝撃分散効果を兼ね備え、ソフトシート&ハードシートを一体化したトリプルレイヤー (3層構造) スポーツマウスガード用シート

カラー	プレイセーフ トリプル (丸型φ120×厚さ5.5mm)		プレイセーフ トリプルライト (丸型φ120×厚さ4.1mm)	
	1セット (シート1枚+エルコボックス1個)	シート単品 (5枚)	1セット (シート1枚+エルコボックス1個)	シート単品 (5枚)
	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号
クリア	J81685	J81872	J81873	J81874*
プライトレッド	J81756*	J81800*	J81776*	J81824*
プライトイエロー	J81757	J81801*	J81777*	J81825*
プライトブルー	J81681	J81802	J81778	J81826
プライトグリーン	J81682*	J81803*	J81779*	J81827*
プライトピンク	J81683*	J81804*	J81780*	J81828*
ディープレッド	J81758*	J81805*	J81781	J81829*
ダークブルー	J81759*	J81806*	J81782	J81830*
ライトブルー	J81760*	J81807*	J81783*	J81831*
マルーン	J81761*	J81808*	J81784*	J81832*
ディープグリーン	J81762*	J81809*	J81785*	J81833*
ピュアホワイト	J81763	J81810*	J81786	J81834
ディープブラック	J81684*	J81811*	J81787*	J81835*
ゴールド	J81764	J81812	J81788	J81836*
シルバー	J81765*	J81813*	J81789*	J81837*
カモフラージュ	J81766*	J81814*	J81790	J81838*
ラバ	J81767*	J81815*	J81791*	J81839*
タイダイ	J81768*	J81816*	J81792	J81840*
レインボー	J81769*	J81817*	J81793*	J81841*
コンフェッティ	J81770*	J81818*	J81794*	J81842*
ゼブラ	J81771*	J81819*	J81795*	J81843*
ゴールドフレーク	J81772	J81820*	J81796*	J81844*
シルバーフレーク	J81773*	J81821*	J81797*	J81845*
カモフラージュストリップ	J81774*	J81822*	J81798*	J81846*
ラバストリップ	J81775*	J81823*	J81799	J81847*

※の製品は受注後のお取り寄せとなります。

スターターセット

セット内容

- ・シート (クリア) ×1
- ・エルコボックス ×1
- ・プレイセーフ バイトスペーサー ×1
- ・プレイセーフ フェイスチャック ×1

プレイセーフトリプル
(丸型φ120×厚さ5.5mm) セット

製品番号	単位
J81678	1セット

プレイセーフトリプルライト
(丸型φ120×厚さ4.1mm) セット

製品番号	単位
J81848	1セット



※オクルフォーム3を用いた対合圧痕に使用する専用パーツ

プレイセーフ フェイスチャック

製品番号	単位
J81680	1個

プレイセーフ バイトスペーサー

製品番号	単位
J81868	3枚

エルコボックス スケルトンタイプ

製品番号	単位
J80051	20個

エルコフレックス (ソフトシート)

エルコフレックス

認証番号:15700BZY00845000



用途 スポーツマウスガード
ドラッグデリバリートレー
ポジションナー
プラケットトランスファートレー

- ・材質: EVA
- ・ショア硬度: 80
- ・カラー: クリア

入数	厚さ	丸型 (φ120mm)		角型 (125×125mm)	
		製品番号	製品番号	製品番号	製品番号
20枚	1.0mm	J80461	J80111		
	1.5mm	J80462	J80112		
10枚	2.0mm	J80463	J80113		
	3.0mm	J80464	J80118		
	4.0mm	J80465	J80123		
	5.0mm	J80466			

エルコフレックス95

届出番号:14B1X00011000506



用途 ドラッグデリバリートレー
オクルーザルプリント

- ・材質: EVA
- ・ショア硬度: 92
- ・カラー: クリア


入数	厚さ	丸型 (φ120mm)		角型 (125×125mm)	
		製品番号	製品番号	製品番号	製品番号
20枚	1.0mm ※	J80564	J81878		
	1.5mm	J80561	J81879		
10枚	2.5mm	J80562	J81880		
	4.0mm	J80563	J81881		

※厚さ 1.0mm: ホワイトニング・フッ化物塗布トレー用

エルコフレックス各種にはそれぞれイソホイール(分離)シートが貼付されています。

エルコジュール・エルコジュール フリーズ

認証番号: 219AKBZX00128000



エルコジュール

エルコジュール フリーズ

用途 オクルーザルスプリント・スリープスプリント・ドリリングテンプレート
X-rayテンプレート・ドラッグデリバリー・リテーナー

- ・材質: PETG
- ・カラー:
エルコジュール/クリア
エルコジュール フリーズ/ターコイズ


アクリルレジンとの接合が可能

種類	入数	厚さ	丸型 (φ120mm)	角型 (125×125mm)
			製品番号	製品番号
エルコジュール	20枚	0.5mm	J80421	—
		0.6mm	J80422	J80102
		0.8mm	J80423	J80103
		1.0mm	J80424	J80104
		1.5mm	J80425	J80105
エルコジュール フリーズ	10枚	2.0mm	J80426	J80106
		3.0mm	J80427	—
		4.0mm	J80428	—
		1.0mm	J80554	—
エルコジュール フリーズ	10枚	1.5mm	J80555	—
		2.0mm	J80556	—
		3.0mm	J80557	—

エルコジュール各種にはそれぞれインホイール(分離)シートが貼付されています。

エルコジュール OM1・A1・A2・A3

届出番号: 14B1X00011000617, 14B1X00011000502, 14B1X00011000616, 14B1X00011000569



用途 審美用マウスピース


- ・材質: PETG

カラー	入数	厚さ	丸型 (φ120mm)	角型 (125×125mm)
			製品番号	製品番号
OM1	20枚	0.6mm	J80072	J80076
		1.0mm	J80073	J80077
	10枚	1.5mm	J80074	J80078
		2.0mm	J80075	J80079
A1	20枚	0.6mm	J80576	J80581
	10枚	1.0mm	J80577	J80579
A2	20枚	0.6mm	J80064	J80068
		1.0mm	J80065	J80069
	10枚	1.5mm	J80066	J80070
		2.0mm	J80067	J80071
A3	20枚	0.6mm	J81670	—
		1.0mm	J81671	—
	10枚	2.0mm	J81672	—

エルコロックプロ (2層構造シート)

届出番号: 14B1X00011000497

用途 オクルーザルスプリント
スリープスプリント
プロテクションスプリント
リテーナー



- ・材質: PETG / TPU



クリア

ブルー

グリーン

ピンク

ハード (PETG) & ソフト (TPU) の2層構造シート

カラー	入数	厚さ	丸型 (φ120mm)	角型 (125×125mm)
			製品番号	製品番号
クリア	20枚	1.0mm	J81673	J81882
		1.3mm	J81674	J81883
		2.0mm	J80592	J81884
	10枚	3.0mm	J80593	J81885
		4.0mm	J80594	—
		5.0mm	J80595	—
ブルー	10枚	2.0mm	J81692	J81886
		3.0mm	J81693	J81887
		4.0mm	J81694	—
		5.0mm	J81695	—

カラー	入数	厚さ	丸型 (φ120mm)	角型 (125×125mm)
			製品番号	製品番号
グリーン	10枚	2.0mm	J81861	J81890
		3.0mm	J81862	J81891
		4.0mm	J81863	—
		5.0mm	J81864	—
ピンク	10枚	2.0mm	J81857	J81888
		3.0mm	J81858	J81889
		4.0mm	J81859	—
		5.0mm	J81860	—

※ソフト (TPU) 層の厚み 1.0mm, 1.3mm → 0.4mm 2.0mm 以上 → 1mm

エルコロックプロにはインホイール(分離シート)が貼付されています。

エルコレン



認証番号:15700BZY00846000



用途 コーピング・フッ化物ゲル用スペーサー
デンボラリークラウン

・材質:PE

アクリルレジンと接着しない特徴を持ったセパレートシート

製品番号	タイプ	厚さ	カラー	入数
J80401	丸型 (φ120mm)	0.5mm	乳白色	20枚
J80402		0.6mm		
J80403		0.7mm		
J80405		1.0mm		

エルコレンにはイソホイル (分離シート) が貼付されています。

サイレンサーSL



届出番号:14B1X00011000572


サイレンサーSLを用いたスリースプリントの特徴

上下顎スプリント エルコロックプロ3.0mm (ハード&ソフトの2層構造シート) を使用し、装着性 (快適性) を向上

はめ込み式パーツ


アンカー
コネクタ
スプリント

容易なアンカーとコネクタの脱着を実現



ダブルS状スロットコネクタ

- ①睡眠時の下顎後方移動を防止
- ②各パーツに加わる過度な負担を軽減し、装置の耐久性を向上
- ③可動領域 (前方・側方) の自由度を広げ、装置の性能を向上



サイレンサーSLゲージ



サイレンサーSLパーツカード



サイレンサーSLコネクタ

用途 スリースプリント

・材質:PLA



SLプライヤー

ダブルS状スロットコネクタを採用したスプリント製作用パーツ

製品番号	種類	入数
J81688	サイレンサーSLパーツカード	1セット
J81689		10シート
J81690	サイレンサーSLゲージ	5枚
J81696	サイレンサーSLコネクタ	1枚
J81121	サイレンサーSLコネクタ 21mm	10組
J81122	サイレンサーSLコネクタ 22mm	
J81123	サイレンサーSLコネクタ 23mm	
J81124	サイレンサーSLコネクタ 24mm	
J81125	サイレンサーSLコネクタ 25mm	
J81126	サイレンサーSLコネクタ 26mm	
J82757	SLプライヤー	1本

エルコプラスト PLA



届出番号:14B1X00011000581



用途 基礎床

ローズ

・材質:PLA

基礎床製作用シート

製品番号	タイプ	厚さ	カラー	入数
J81852	丸型 (φ120mm)	1.5mm	ローズ	10枚

ホットメルトガン PKP18E



用途 メルトガン


マウスガードの補強や接合に使用する
EVA系スティックタイプの軟化抽出に使用する専用メルトガン

製品番号	入数
J81046	1台

エルコスティック



認証番号:15800BZY00051000 届出番号:14B1X00011000506



用途 メルトスティック

補強や接合に使用するEVA系スティックタイプ

製品番号	種類	サイズ	入数
J80046	エルコスティック	φ10.5×100mm	18本
J80351	エルコフレックス95 スティックタイプ	φ11.0×100mm	

エルコジュールS



用途 スポーツマウスガード用補強材

・材質:SBS
・カラー:クリア

レイヤードタイプ
マウスガードの補強材用

入数	厚さ	丸型 (φ120mm)
		製品番号
20枚	0.8mm	J80435



リスコsil

届出番号:14B1X00011000591



切削性に優れた海绵状ホイール
中研磨から仕上げ研磨までのワンステップ研磨も可能

製品番号	種類	径	厚さ	単位
J80060	S	16mm	2.0mm	6枚
J80061	M	27mm	2.0mm	
J80062	L	27mm	4.0mm	
J80063	セット	—	—	3枚 (S,M,L各1枚)




用途 ソフトシート、
ハードシートの中研磨
仕上げ研磨

・推奨回転数/5,000~10,000rpm
・マンドレル付

リスコS

届出番号:14B1X00011000511



用途 ソフトシート、ハードシートの中研磨


・推奨回転数/5,000~10,000rpm
・マンドレル付

ハーフオープンスタビライズド構造の硬質ホイール
ソフトシート、ハードシートの中研磨に使用

製品番号	単位
J80043	10枚

リスコID

届出番号:14B1X00011000499



用途 ソフトシート、ハードシートの細部研磨

・推奨回転数/10,000~15,000rpm
・マンドレル付

熱圧縮形成されたディスクタイプの硬質ホイール
ダイヤモンドディスク等でのシェーピング形成が可能な為、
シートの細部(歯頸部や鼓形空隙)の研磨に使用

製品番号	単位
J80053	6枚

リスコB

届出番号:14B1X00011000583



用途 ハードシートの中研磨

・推奨回転数/5,000~10,000rpm
・マンドレル付

ハードシート中研磨用超硬質ホイール
エルコジュールやエルコロックプロの中研磨に使用
超硬質構造の為、高い耐久性を実現

製品番号	単位
J81849	10枚

リスコ

届出番号:14B1X00011000510



用途 ソフトシートの仕上げ研磨

・推奨回転数/〜5,000rpm
・マンドレル付

シートの熱変形を防止する特殊海绵状軟質ホイール
(オープンホイールストラクチャー)
3種の粗さから選択可能



製品番号	種類	単位
J80044	ファイン (ホワイト)	10枚
J80050	ミディアム (グレー)	
J80049	コース (ブラウン)	
J80361	アソート (ファイン4枚、ミディアム4枚、コース2枚)	


シート切削研磨ステップ

		形態修正	中研磨	細部研磨	仕上げ研磨	艶出し
ソフトシート	スタンダードステップ	エルコカッターⅡ HSSドリル 特殊バサミ	リスコS	リスコID	リスコsil→ リスコ コース→ ミディアム→ファイン	ホットエアバーナー FGシート
	シンプルステップ	エルコカッターⅡ HSSドリル 特殊バサミ		リスコsil (リスコID)		ホットエアバーナー FGシート
ハードシート	スタンダードステップ	エルコカッターⅡ HSSドリル 特殊バサミ	リスコB リスコS	リスコID	リスコsil	
	シンプルステップ	エルコカッターⅡ HSSドリル 特殊バサミ		リスコsil (リスコID)		

エルコカッターⅡ



届出番号:14B1X00011000584



用途 シート切り出し用

シートの切り出しが可能なラフドリル

製品番号	単位
J80645	2本

テイクオフプライヤー



用途 シート着脱用プライヤー

模型とシートの取り外しが簡便に行えるシート除去用プライヤー

製品番号	入数
J81675	1本

HSSドリル



届出番号:14B1X00011000576




用途 シート切り出し用

シート辺縁の詳細な切り出しが可能なドリル

製品番号	種類	単位
J80052	1.0mm	3本
J81697	1.4mm	1本

※1.4mmはサイレンサーSLのホールディングピンのドリリングに使用

ホットエアバーナー



用途 EVA系素材軟化用バーナー

特殊炎口形状により炎や煙が発生せず、焦げやススを防止

製品番号	入数
J80370	1本

※ガス補充は市販の精製ブタンガスをご使用ください。

特殊バサミ



用途 ハードシート(厚さ1mmまで)、ソフトシートの切り出し

辺縁形成から小帯部分の形成まで思い通りのカットが可能

製品番号	単位
J80352	1本

FGシート



用途 軟性材圧接用シート

表面を軟化させたEVAシートに軽く押し付ける事で簡単に滑沢面の仕上げが可能な艶出しシート

製品番号	入数
J81867	50枚

エルコガム



用途 ブロックアウトシリコンパテ

模型の大きなアンダーカットなどを埋めるシリコン系ブロックアウトパテ材

製品番号	カラー	容量
J80364	クリア	400g
J81892	ライラック	150g

ブロックアウトワックス



届出番号: 14B1X00011000514



用途 高融点ブロックアウトワックス

・融点: 92℃

作業模型の気泡やアンダーカットの修正に使用する高融点ワックス

製品番号	カラー	容量
J80387	ホワイト	50g
J80386	ライラック	

エルコスキン



用途 ラバーマスキング剤

ホワイトニングトレー、3Dストレージのスペーサー、マージン部のリリースに使用するラバー系マスキング剤

製品番号	容量
J80357	50mL

エントフィッター



用途 接着用表面処理剤

ラミネートタイプのマウスガードを製作する際に使用するEVAシート専用接着作業用表面処理剤

製品番号	カラー	容量
J80363	透明	50mL



散弾



用途 ブロックアウト粒弾

作業模型の不必要な部分をブロックアウトするステンレス製粒弾。基底面形成が不要になり、圧接したシートの過剰伸展を防止

製品番号	容量
J80362	1.3kg



カバーテンプレート



用途 散弾付着防止用シート

・材質: シリコン

シート成型後に不必要な散弾がシートに付着するのを防止

製品番号	厚さ	入数
J80165	0.5mm	上類用 2サイズ×各2 下類用 2サイズ×各2



オキシデンス



用途 オーラルアプライアンス専用洗浄剤

オーラルアプライアンス専用の酸素系洗浄剤

製品番号	種類	入数
J80742	クリーンセット 洗浄BOX+洗浄バスケット+タブレット (32錠)	1セット
J80743	タブレット	32錠

エルコボックス スケルトンタイプ



用途 オーラルアプライアンス保管ボックス

・外寸: W80×D70×H45mm(ツメ部分含まず)

ボックス高径が高いため、デンチャー保管ボックスとしても使用可能。首から下げるストラップ付き

製品番号	入数
J80051	20個



シンドス




届出番号: 14B1X00011000594

用途 リベース、リライニング用咬合器

・材質: 真ちゅう製 (アルミメッキ)
・サイズ: φ110mm×H95mm

シンプルな操作で精度の高いリベース・リライニング作業が行える専用咬合器

製品番号	入数
J80304	1個





アーゲン社は1963年 南アフリカヨハネスブルクにて、現像液・宝飾貴金属からの精錬事業をスタートさせました。1983年に拠点をニューヨークに移し、ドイツ、中国にて歯科用金属のビジネスを開始、2年後に現在の拠点であるカリフォルニア州サンディエゴに移りました。

1995年には米国で最大の歯科用金属メーカーの地位に上りつめ、現在はカナダ、中国、ヨーロッパなどに支社を置き、世界100カ国以上に製品を供給し、高い評価を得ています。さらに2008年にはデジタルセンターを設立し、100台以上のミリングマシンにより、高品質な技工物を創り出しています。



Argen Z ジルコニアディスク



HT+ (エイチティ プラス) マルチレイヤー

認証番号: 303AFBZX00051000

- ・透過率: 45%
- ・曲げ強度: 1,250MPa
- ・サイズ: φ98mm
- ※12、14、16、18mmは
ライトシェードのお取扱いは
ございません



高汎用性・高審美性ジルコニア

カラー	厚み	単位
A1 A3 B1 C1 D2 OM1	12mm	1枚
A1-L A3.5 B1-L C1-L D2-L OM2	14mm	
A2 A4 B2 C2 D3 OM3	16mm	
A2-L B3 C3 D4	18mm	
B4 C4	20mm	
	25mm	
	30mm	

※一部のシェード・厚みは受注後のお取り寄せとなります。

ST (エスティ) マルチレイヤー

認証番号: 301AFBZX00070000

- ・透過率: 50%
- ・曲げ強度: 850MPa
- ・サイズ: φ98mm



高審美性ジルコニア

カラー	厚み	単位
A1 A3.5 B1 C1 D2 OM1	12mm	1枚
A2 A4 B2 C2 D3 OM2	14mm	
A3 B3 C3 D4 OM3	16mm	
B4 C4	18mm	
	20mm	

Anterior (アンテリオ)

認証番号: 228AKBZX00012000

- ・透過率: 50%
- ・曲げ強度: 765MPa
- ・サイズ: φ95mm、98mm
- ※φ95mmは厚み16mmの
お取扱いはございません



高透過性ジルコニア

カラー	厚み	単位	White	厚み	単位
#1 (A1, B1)	10mm	1枚	Whi	10mm	1枚
#2 (A2, A3, B2)	12mm			12mm	
#3 (C1, D2)	14mm			14mm	
#4 (C2, D3, D4)	16mm*			16mm*	
#5 (A3.5, B3, B4)	18mm			18mm	
#6 (A4, C3, C4)	20mm			20mm	
	25mm		25mm		

()内はシンタリング後の対応シェードです

HT+ (エイチティ プラス)

認証番号: 231AFBZX00010000

- ・透過率: 45%
- ・曲げ強度: 1,250MPa
- ・サイズ: φ95mm、98mm
- ※φ95mmはA1-L、A2-Lの
お取扱いはございません



高汎用性ジルコニア

カラー	厚み	単位	White	厚み	単位
A1 B1 D2	10mm	1枚	Whi	10mm	1枚
A1-L B2 D3	12mm			12mm	
A2 B3 D4	14mm			14mm	
A2-L B4 OM1	16mm			16mm	
A3 C1 OM2	18mm			18mm	
A3.5 C2 OM3	20mm			20mm	
A4 C3	22mm			22mm	
C4	25mm			25mm	
	25mm			25mm	
	30mm			30mm	

※φ95mmはすべてのシェード・厚みにおいて受注後のお取り寄せとなります。

Ultra (ウルトラ)

認証番号: 227AKBZX00104000

- ・透過率: 30%
- ・曲げ強度: 1,400MPa
- ・サイズ: φ95mm、φ98mm



高強度ジルコニア

White	厚み	単位	White	厚み	単位
Whi	10mm	1枚	Whi	18mm	1枚
	12mm			20mm	
	14mm			22mm	
	16mm			25mm	

詳しくはジルコニア
総合カタログを
ご請求ください。

こちらから
閲覧できます



金合金・白金加金



製品番号	製品名	主成分 (%)						固相点-液相点 (°C)	認証番号	容量
		Au	Pt	Pd	Ag	Cu	その他			
A12321	アーゼンコ AR-K20	83.5	0.4	—	7.0	8.8	微量	910-935	218AKBZX00051000	10g
A12325	アーゼンコ AR-K18	75.0	0.4	—	9.0	14.6	微量	870-890	218AKBZX00049000	
A12326	アーゼンコ AR-K14	58.4	—	3.0	15.0	22.0	微量	840-880	218AKBZX00059000	
A12309	アーゼンコ HP77	77.0	1.0	—	13.0	8.55	微量	900-935	220AGBZX00265000	
A12310	アーゼンコ バイオ 1	71.9	4.1	—	10.9	11.45	微量	870-920	220AGBZX00266000	
A12323	アーゼンコ バイオ 2	71.0	4.0	—	14.0	9.95	微量	875-925	218AKBZX00057000	
A12341	アーゼンコ A3	71.0	2.0	2.0	8.98	14.5	微量	887-925	223AKBZX00051000	
A12324	アーゼンコ ベスト キャスト	68.0	7.0	—	16.2	8.0	微量	925-990	218AKBZX00053000	
A12339	アーゼンコ 56	55.8	—	4.11	25.0	13.81	微量	870-930	220AGBZX00280000	
A12338	アーゼンコ 46	46.0	—	6.0	39.5	7.47	微量	870-940	220AGBZX00279000	
A12337	アーゼンコ 40	40.0	—	4.95	45.7	8.3	微量	855-924	220AGBZX00278000	

陶材焼付用合金



製品番号	製品名	主成分 (%)						固相点-液相点 (°C)	認証番号	容量
		Au	Pt	Pd	Ag	Cu	その他			
A12301	アージデント パイオイエローPF	86.5	10.4	—	—	—	微量	1040-1130	220AGBZX000271000	10g
A12318	アージデント 3	76.6	9.9	9.3	1.2	微量	微量	1150-1230	218AKBZX00043000	
A12316	アージデント PM-5	75.0	6.7	12.3	1.8	微量	微量	1135-1245	218AKBZX00039000	
A12305	アージデント 52	52.5	—	26.9	16.0	—	微量	1205-1260	220AGBZX00267000	
A12319	アージライト 2	50.6	0.2	26.5	17.6	—	微量	1220-1240	218AKBZX00045000	
A12306	アージデント ユーロ	40.0	—	39.4	10.0	—	微量	1120-1260	220AGBZX00272000	
A12315	アージデント スーパー 40	40.0	—	39.0	13.0	—	微量	1160-1280	218AKBZX00037000	
A12314	アージデント トレンディ	10.0	—	57.0	21.5	—	微量	1175-1280	218AKBZX00035000	
A12307	アージライト 61	—	—	60.55	28.1	—	微量	1130-1275	220AGBZX000273000	



アーゾロイ 280



アーゼンコ
キャスト フィット



アーゾル WSF

陶材焼付用コバルトクロム合金

製品番号	製品名	主成分 (%)					固相点-液相点 (°C)	認証番号	容量	
		Co	Cr	Mo	W	Si				その他
A12345	アーゾロイ N.P. Supreme	61.0	27.0	6.0	5.0	1.0	微量	1350-1385	224AKBZX00133000	1kg
A12348	アーゾロイ 280	60.5	28.0	—	9.0	1.5	微量	1400-1425	228AFBZX00081000	250g

金銀パラジウム合金

製品番号	製品名	主成分 (%)					固相点-液相点 (°C)	認証番号	容量	
		Au	Pd	Ag	Cu	Ru				その他
A12340	アーゼンコ キャスト フィット	12.0	20.0	46.0	20.0	微量	微量	870-940	219AKBZX00012000	30g

ソルダー (前ろう着)

製品番号	製品名	主成分 (%)				固相点-液相点 (°C)	認証番号	容量
		Au	Pd	Zn	その他			
A12343	アーゾル WSF	84.0	10.95	5.0	微量	990-1050	219AKBZX00015000	2g

鑄造用金合金



陶材焼付用合金



CMメタル オロフルイド3

認証番号: 223AABZX00042000



用途	インレー、クラウン、ブリッジ、床
色調	黄金色
成分 (%)	Au 71.0/Pt 2.0/Pd 2.0/Ag 9.0/Cu 14.5/Ru、その他微量
密度 (g/cm ³)	15.1
固相点 (°C)	880
液相点 (°C)	935

繰り返し鑄造してもマイクロ結晶(超微粒子)構造に変化が見られない生体安定性に優れた白金合金

製品番号	容量
A12063	10g

CMメタル V-ナソスプラス

認証番号: 223AABZX00047000



用途	単冠、ショートスパンブリッジ
色調	黄金色
成分 (%)	Au 85.9/Pt 11.7/Ir、Rh、その他微量
密度 (g/cm ³)	18.8
固相点 (°C)	1025
液相点 (°C)	1190

銅、パラジウムを含まない生体親和性の高いハイプレシヤス合金

製品番号	容量
A12066	10g

CMメタル V-デルタスペシャル

認証番号: 223AABZX00046000



用途	単冠、ロングスパンブリッジ
色調	白色
成分 (%)	Au 52.5/Pd 25.54/Ag 17.0/Ir、Ru、その他微量
密度 (g/cm ³)	14.4
固相点 (°C)	1155
液相点 (°C)	1265

陶材との相性がよく、ロングスパンブリッジに最適な強度を備えている


製品番号	容量
A12067	10g

MPF ポーセレン築盛用ブラシ・その他技工製品 製品一例



MPF
BRUSH CO
商品総合
カタログ





先端が薄く細長い形状のため、周囲組織を傷つけにくいエレベータ

製品番号	先端形状	型番	先端幅	タイプ	単位
J52693	直	614-2	2.0mm	ラクシャル (スタンダード)	1本
J52694		614-3	3.0mm		
J52695		614-4	4.0mm		
J52696		614-5	5.0mm		
J52689		曲	614-12		
J52690	614-13		3.0mm		
J52691	614-14		4.0mm		
J52692	614-15		5.0mm		

製品番号	先端形状	型番	先端幅	タイプ	単位
J52048	直	648-1	3.0mm	リンドレヴィーン (ギザ付)	1本
J52052		648-2	3.5mm		
J52053		648-3	4.0mm		
J52049		曲	648-11		
J52050	648-12		3.5mm		
J52051	648-13		4.0mm		
J52057	直	615-1	2.8mm	バック (ギザ付)	
J52058		615-2	3.5mm		
J52059		615-3	4.0mm		

ルートチップ (シュベルト)



先端形状が薄く細長い形状のため、周囲組織を傷つけにくい残根用エレベータ

製品番号	先端形状	型番	先端幅	タイプ	単位
J52699	直	814-1	2.5mm	ハイドプリンク	1本
J52685	左直	814-3			
J52686	右直	814-4			

破骨鉗子 (シュベルト)

SCHWERT

届出番号:14B1X00011000421



431-10



先端幅:1.5mm
先端の傾斜角:30°




431-20



先端幅:1.6mm
先端の傾斜角:30°



451



先端幅:3.5mm
先端の傾斜角:45°

製品番号	型番	全長	タイプ	単位
J52922	431-10	140mm	マイクロフリードマン	1本
J52923	431-20	150mm		
J52925	451		ブルメンタール	

スカルペルハンドル SAFE-EX (シュベルト) SCHWERT

届出番号:14B1X00011000574



裂傷防止の為、末端部を押すことにより
安全にスカルペルブレードが取り外し可能

製品番号	型番	全長	単位
J53477	1033-60	150mm	1本

粘膜剥離子 (シュベルト)

SCHWERT

届出番号:14B1X00011000427



5mm

1400

8mm



5mm

1405

10mm



4mm

1409

4mm



2.5mm

1411-01

4mm



3.8mm

1411-05

4.2mm



3.8mm

1411-06

4.2mm



11mm

1411-08

4mm

製品番号	型番	全長	タイプ	単位
J52532	1400	175mm	モルト FIG.9	1本
J52534	1405		ブリチャード	
J52537	1409		プーザー	
J52567	1411-01		モルト	
J53503	1411-05		プーザー	
J52568	1411-06		ブリチャード	
J52566	1411-08			


スカルペルハンドル (シュベルト)

SCHWERT

届出番号:14B1X00011000409



1033-1



1035

製品番号	型番	全長	単位
J52281	1033-1	150mm	1本
J52287	1035	130mm	

歯肉バサミ (シュベルト)

SCHWERT

届出番号: 14B1X00011000418



1124

1125

1133



1117

1152

シャープな刃先で切れ味のよい歯肉バサミ

製品番号	先端形状	型番	全長	タイプ	単位
J52135	直	1124	140mm	ジョセフ	1本
J52136	曲	1125			
J52137	曲	1133	115mm	ラグランジュ	
J52133	曲	1117	130mm	ゴールドマンフォックス	
J52141	—	1152	160mm	ロックリン	

歯肉バサミ (シュベルト) スーパーカットタイプ

SCHWERT

届出番号: 14B1X00011000418



1111-400

1117-400



1133-400

1143-400

シャープな刃先とギザ付きの刃先を組み合わせ、歯肉の確実な保持と切れ味のよさが特長の歯肉バサミ

製品番号	先端形状	型番	全長	タイプ	単位
J52132	曲	1111-400	115mm	アイリス	1本
J52134		1117-400	130mm	ゴールドマンフォックス	
J52145		1133-400	115mm	ラグランジュ	
J52147		1143-400	160mm	ケリー	



1135-17

1136-17

1137-17

製品番号	先端形状	型番	全長	単位
J52198	曲	1135-17	175mm	1本
J52199		1136-17		
J52220		1137-17		

TC 歯肉バサミ (シュベルト)

SCHWERT

届出番号: 14B1X00011000419



1180

1181

タングステンコーティングを施した歯肉バサミ

製品番号	先端形状	型番	全長	単位
J52142	直	1180	115mm	1本
J52143	曲	1181		

ティッシュ ニッパー (シュベルト)

SCHWERT

届出番号:14B1X00011000420



狭小な部位での軟組織のトリミングや歯肉整形に有効なニッパー

製品番号	型番	全長	タイプ	単位
J52387	3439-10	100mm	コーヘン	1本
J52388	3439-13	140mm	イリック	

持針器 (シュベルト)

SCHWERT

届出番号:14B1X00011000411



先端部が細型で小ぶり設計のため、口腔内での取り回しがよい持針器

製品番号	指定縫合糸	型番	全長	タイプ	単位
J52419	3/0~4/0	2052	140mm	マシュー	1本

TC 持針器 (シュベルト)

SCHWERT

届出番号:14B1X00011000410



タングステンコーティングを施した持針器

製品番号	指定縫合糸	型番	全長	タイプ	単位
J52424	5/0~8/0	2000-1	130mm	マイクロTC	1本
J52427		2000-6			
J52411		2002-1	140mm	カストロ ピージョTC	
J52413		2002-6			
J53303		2000-51	180mm	マイクロTC	
J52455		2000-10	175mm	ツイストTC	
J52456		2000-16			

製品番号	指定縫合糸	型番	全長	タイプ	単位
J52457	4/0~8/0	2000-60	175mm	ツイストTC	1本
J52458		2000-66			
J52421	3/0~4/0	2058	170mm	マシューTC	
J53310		2058-171			
J52416		2011	130mm	パウムガートナーTC	
J52417		2014	150mm	クリルウッドTC	

結紮バサミ (シュベルト)

SCHWERT

届出番号: 14B1X00011000424



縫合糸が逃げないための溝が付いている結紮しやすいハサミ

製品番号	先端形状	型番	全長	単位
J52642	直	1168-11	110mm	1本
J52643	曲	1168-200		
J52644	直	1169	125mm	

TC ピンセット (シュベルト)

SCHWERT

届出番号: 14B1X00011000417





タングステンコーティングを施したピンセット

製品番号	先端幅	型番	全長	タイプ	単位
J53328	1.7mm	1220-15	150mm	アドソンTC	1本

ピンセット (シュベルト)


SCHWERT

届出番号: 14B1X00011000415



製品番号	先端幅	型番	全長	タイプ	単位
J52375	1.0mm	1207	120mm	アドソン	1本
J52376	0.8mm	1207-115	150mm	マイクロアドソン	

製品番号	先端形状・先端幅	型番	全長	タイプ	単位
J52377	直 1.5mm	1208	120mm	アドソン	1本
J52378	直 1.0mm	1208-115	150mm	マイクロアドソン	
J53324	曲 1.0mm	1208-215			



製品番号	型番	全長	タイプ	単位
J52373	1198-131	130mm	セムケン	1本

製品番号	型番	全長	タイプ	単位
J52371	1222	153mm	フォックス	1本

ピンセット (シュベルト)

SCHWERT

届出番号:14B1X00011000415



1208-300



1208-305



1208-340



1208-345

製品番号	型番	全長	タイプ	単位
J52436	1208-300	175mm	—	1本
J52438	1208-305		—	
J52437	1208-340		クーラー	
J52439	1208-345		クーラー	



製品番号	先端サイズ	型番	全長	単位
J52440	φ2mm	1208-355	175mm	1本

チークリトラクター (シュベルト)

SCHWERT

届出番号:14B1X00011000431



製品番号	型番	全長	タイプ	単位
J52672	1940-1	220mm	コッヘル	1本

ワックスナイフ (シュベルト)

SCHWERT

届出番号:14B1X00011000430



4512



4516

製品番号	型番	全長	単位
J52771	4512	170mm	1本
J52770	4516	120mm	

タッフルマイヤー (シュベルト)

SCHWERT

届出番号:14B1X00011000422




製品番号	型番	全長	タイプ	単位
J52332	3590	68mm	ユニバーサル	1本

マトリクスバンド (シュベルト)

SCHWERT

届出番号:14B1X00011000412



製品番号	型番	厚み	幅	単位
J52583	3592-1	30ミクロン	7mm	12枚
J52584	3592-2			
J52585	3592-3			

クラウンリムーバー (シュベルト)

SCHWERT

届出番号:14B1X00011000429




上下顎 小・大臼歯用

製品番号	型番	全長	単位
J52214	4929	140mm	1本

プローブ (シュベルト)

SCHWERT

届出番号:14B1X00011000588



・オートクレーブ滅菌可能 (乾燥工程を除く)

製品番号	型番	品名	単位
J52904	3409-1012	プローブチップ	12本
J52905	3409-1112		
J52906	3409-1212		
J52907	3409-1312		
J52908	3409-1512		
J52909	3300-02	ペリオプローブハンドル	1本
J52910	3300-21	プローブハンドルキャップ	

ユニバーサル クラウンリムーバー (シュベルト)

SCHWERT

届出番号:14B1X00011000585



製品番号	型番	セット内容	単位
J52459	4930	クラウンリムーバー (全長145mm) ×1 替チップ×20 滑り止めパウダー10g×1	1セット
J52460	4930-13	替チップ×40 滑り止めパウダー10g×1	

ダイヤモンド抜歯鉗子 (コーラー)



届出番号:14B1X00011000464



1286-9012



1288-9012



1235-9012



1295-9012



2048-9012



特殊ダイヤモンドコーティングにより歯牙を確実に把持し、
歯根膜を傷つげずに抜歯可能

製品番号	型番	用途	全長	単位
J44190	1286-9012	上顎小白歯用	160mm	1本
J44191	1288-9012	下顎小白歯用	145mm	
J44192	1235-9012	残根用	150mm	
J44193	1295-9012	残根用	170mm	
J44194	2048-9012	上顎大白歯用		

エレベータ (コーラー)



届出番号:14B1X00011000444



4123

4125



4124

製品番号	型番	先端形状	先端幅	単位
J44001	4123	直	2.0mm	1本
J44002	4124		3.0mm	
J44003	4125		4.0mm	

ミンバラックス インスツルメント (コーラー)



届出番号:14B1X00011000573



7746



7747



7708



7748



製品番号	先端形状	型番	全長	タイプ	単位
J45737	直	7746	165mm	ミンバラックス ペルナルド	1本
J45738	曲	7747			
J45739	直	7708		ミンバラックス	
J45740	曲	7748			

破骨鉗子 (コーラー)



届出番号: 14B1X00011000460



製品番号	型番	全長	タイプ	単位
J44010	4111	141mm	フリードマン	1本



製品番号	型番	全長	タイプ	単位
J44084	4112	154mm	マイクロフリードマン	1本



製品番号	型番	全長	タイプ	単位
J44570	4113	140mm	マイクロフリードマン 90°	1本

チゼル (コーラー)



届出番号: 14B1X00011000432



製品番号	型番	全長	タイプ	単位
J44550	3117	160mm	オッセンバイン 1	1本
J44551	3118		オッセンバイン 2	

粘膜剥離子 (コーラー)



届出番号: 14B1X00011000479




製品番号	型番	全長	タイプ	単位
J44009	4358	185mm	フリーア	1本
J44053	3094	165mm	モルト 9	
J44548	3095	180mm	プリチャード	

歯肉バサミ (コーラー)



届出番号: 14B1X00011000452



製品番号	先端形状	型番	全長	タイプ	単位
J44004	直	4018	115mm	アイリス	1本
J44005	曲	4019			
J44006		4030	145mm	メツェンバウム	

TC持針器 (コーラー)



届出番号:14B1X00011000439



タングステンコーティングを施した持針器。先端が細い作りで針を安定的に把持

製品番号	先端形状	型番	全長	タイプ	単位
J44246	—	4067	130mm	ハルゼー	1本
J44049	直	4061	140mm	カストロビージョ	

ピンセット (コーラー)



届出番号:14B1X00011000449




横溝付

製品番号	型番	全長	タイプ	単位
J44015	4085	160mm	メリアム	1本

持針器 (コーラー)



届出番号 14B1X00011000438



製品番号	型番	全長	タイプ	単位
J44014	4055	170mm	マシユ	1本

製品番号	型番	全長	タイプ	単位
J44981	5069	120mm	アドソン	1本

止血鉗子 (コーラー)



届出番号 14B1X00011000433



製品番号	先端形状	型番	全長	タイプ	単位
J44011	直	4162	120mm	マイクロ	1本
J44012	曲	4163			



製品番号	型番	全長	タイプ	単位
J44401	5916	160mm	エンド用	1本

PHB歯ブラシ



歯周病の予防用として約60年前に開発され、
アメリカ歯周病学会や有名大学など
多くの歯科医師が推奨している歯ブラシ



デュボン社製ナイロン毛

柔らかいデュボン社製ナイロン毛を使用しているため、歯肉を傷つけず、
歯周病患者へのバス法・スクラビング法などの指導に最適です。
自分で歯磨き圧を加減できないお子さまでも歯肉を傷つけずにプラークが除去できます。

アダルト (大人用)



- ・ソフト
- ・全長155mm
- ・キャップ付



製品番号	タイプ	単位
K43111	標準色アソート	12本
K43114	パラエティアアソート	

※製品の色は一例です。アソート品のため、色はお選びいただけませんのでご了承ください。

ジュニア (小児用)



- ・ソフト
- ・全長142mm
- ・キャップ付

製品番号	タイプ	単位
K43113	パラエティアアソート	12本

※製品の色は一例です。アソート品のため、色はお選びいただけませんのでご了承ください。

プチ (乳幼児用)



- ・ソフト
- ・全長123mm
- ・キャップ付

製品番号	タイプ	単位
K43112	パラエティアアソート	12本

※製品の色は一例です。アソート品のため、色はお選びいただけませんのでご了承ください。

ジュニア (小児用) グロー



- ・ソフト
- ・全長142mm
- ・キャップ付

製品番号	タイプ	単位
K43708	グロー (夜光塗料付)	1本

プチ (乳幼児用) グロー



- ・ソフト
- ・全長123mm
- ・キャップ付

製品番号	タイプ	単位
K43709	グロー (夜光塗料付)	1本

PHB歯ブラシ



ウルトラスワープ



- ・ウルトラソフト
- ・全長155mm
- ・キャップ付

毛が柔らかく、外科手術後や強度の歯周疾患などによる過敏な組織のブラッシングに最適な歯ブラシ

製品番号	カラー	毛丈	単位
K43501	レッド	11mm	1本
K43502	オレンジ	10mm	
K43503	イエロー	9mm	
K43504	ブルー	8mm	

ウルトラスワープ エリート



- ・ウルトラソフト
- ・全長184mm
- ・キャップ付

高密度の超やわらか毛を使用したすべり止め付きのワイドハンドル歯ブラシ

製品番号	カラー	毛丈	単位
K43507	レッド	11mm	1本
K43509	イエロー	9mm	
K43510	ブルー	8mm	

スリップオンハンドル



- ・φ35×114mm
- ・差し込み穴サイズ/φ7mm
- ・スポンジラバー製
- ・PHB歯ブラシ専用
- ※歯ブラシは付属しません

お手持ちの歯ブラシを差し込んで使用する握力の弱い方に適したラバーハンドル

製品番号	単位
K43711	1本



ハッピーカラー12色 歯ブラシ

ラピス

ジュニア



- ・ふつう
- ・全長144mm
- ・21タフト
- ・12色アソート
- ・高密度植毛

色えんぴつをイメージしたカラフルな歯ブラシ

製品番号	タイプ	単位
K23341	ジュニア	12本

乳幼児



- ・ふつう
- ・全長135mm
- ・11タフト
- ・12色アソート
- ・高密度植毛

色えんぴつをイメージしたカラフルな歯ブラシ

製品番号	タイプ	単位
K23342	乳幼児	12本

ラピス ワンタフトブラシ ビビット

ラピス



- ・全長174mm
- ・デュボン社製高品質ナイロン毛使用
- ・5色アソート/ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、パープル×各1

ブラシのカッティングやハンドル・ヘッドの角度などにこだわった歯科医師と共同開発したワンタフトブラシ

製品番号	毛の硬さ	単位
K23398	ふつう	5本
K23399	やわらかめ	

リーチデンタルフロス

Johnson & Johnson



歯科医師推奨率およびフロスユーザー使用率の最も高いデンタルフロス

製品番号	フロス長さ	タイプ	単位
K15079	5ヤード (4.572m)	ワックス ノンフレーバー	36個
K15078		ワックス ミントフレーバー	



製品番号	フロス長さ	タイプ	単位
K15067	55ヤード (50.2m)	ワックス ノンフレーバー	1個
K15068		ワックス ミントフレーバー	



※詰め替えはできません。

製品番号	フロス長さ	タイプ	単位
K15092	200ヤード (182.8m)	ワックス ミントフレーバー ケース付	1個

リーチデンタルフロス

Johnson & Johnson



※フロスディスペンサーに詰め替えてご使用ください。

院内指導用に最適な経済的な詰替用フロス

製品番号	フロス長さ	タイプ	単位
K15057	200ヤード (182.8m)	詰替用 ワックス ノンフレーバー	1個



※フロスディスペンサーに詰め替えてご使用ください。

リステリン トータルケアのミントフレーバーを含有したワックス付きの詰替用フロス

製品番号	フロス長さ	タイプ	単位
K15263	90ヤード (81.9m)	詰替用 リステリン ウルトラクリーンミントフロス	1個



詰替用フロスを収納できるプラスチックディスペンサー

製品番号	タイプ	単位
K15064	フロスディスペンサー	1個

paro® 3スターグリップ




XXXファイン XXファイン Xファイン ミディアム コース

汚れを根こそぎかき出す
三角形のブラシ

三角形のブラシ形状により歯間に密着しやすく
やわらかい丸形ハンドルが2本の指でアクセスしやすい次世代歯間ブラシ

製品番号	サイズ	最小通過径	直径	単位
K40701	XXXファイン	0.8mm	φ2.0mm	4本
K40702	XXファイン	0.9mm	φ2.6mm	
K40703	Xファイン	1.0mm	φ3.5mm	
K40704	ミディアム	1.4mm	φ4.5mm	
K40705	コース	2.2mm	φ7.0mm	

paro® イゾラ ロング



全長65mm

持ち手が長く、スペースの広い歯間にも使いやすいため
矯正中の患者様に対してもおすすめの歯間ブラシ

製品番号	サイズ	最小通過径	直径	単位
K40721	XXファイン	1.0mm	φ2.5mm	10本
K40722	Xファイン	1.2mm	φ3.0mm	
K40723	ファイン	1.4mm	φ5.0mm	
K40724	ミディアム	2.0mm	φ8.0mm	5本
K40725	コース	2.3mm	φ10.0mm	

スマイル アゲイン

Protec

・中性

洗浄液が7~10日間使用できる
頑固なステイン汚れに効果を発揮する
プロユースの洗浄剤

製品番号	単位
K24520	12包



デントウォッシュ リテナー洗浄剤

- ・2.8g×60錠
- ・銀イオン、IPMP、酵素配合
- ・アップルミントの香り
- ・中性

5分で99.9%除菌する
リテナー専用の洗浄剤

製品番号	単位
K24441	60錠



マウスピースプロテクトクリーン


- ・キシリトール、コーティング成分、歯石防止成分配合
- ・無着色
- ・リッチシトラスミントの香り
- ・中性

歯ざりやいびき防止用の
ナイトガード専用洗浄剤

製品番号	単位
K24383	108錠



デンチャーブラシ スモール



- ・全長110mm
- ・ホワイト

柄が小さく握りやすいデンチャーブラシ

製品番号	単位
K43511	1本

paro® クリニックデンチャーブラシ




- ・全長160mm
- ・4色アソート/ライトブルー、ブルー、オレンジ、ピンク
- ※カラーの指定はできません

ラバー付きグリップが握りやすい
2種の硬さのブラシ

製品番号	単位
K40741	1本

オキシデンス



クリーンセット内容

- ・洗浄BOX
- ・洗浄バスケット
- ・タブレット (32錠)

用途 オーラルアプライアンス専用洗浄剤

オーラルアプライアンス専用の酸素系洗浄剤

製品番号	種類	入数
J80742	クリーンセット	1セット
J80743	タブレット	32錠

エルコボックス スケルトンタイプ



用途 オーラルアプライアンス保管ボックス

- ・外寸：W80×D70×H45mm(ツマ部分含まず)

ボックス高径が高いため、
デンチャー保管ボックスとしても使用可能
首から下げるストラップ付き

製品番号	入数
J80051	20個



異種織りフェイスドレープ

SmartPractice



上部透かし織り



下部パイル生地

- ・340×375mm
- ・口まわり／約80×70mm
- ・綿100%
- ・ブルー

製品番号	単位
K06120	3枚

スマートソニック

SmartPractice



- ・アルカリ性
- ・注ぎ口付

塩化ベンザルコニウムを配合した
除菌・防錆洗浄剤

製品番号	単位
Z24203	4L

浸漬洗浄	通常20～50倍希釈、 頑固な汚れには10～20倍希釈
超音波洗浄	20～300倍希釈

スマートバキューム

SmartPractice



- ・10倍希釈
- ・アルカリ性
- ・低発泡性
- ・防錆剤配合
- ・注ぎ口付

塩化ベンザルコニウムを配合し
スプレーやバキュームパイプ内壁の
汚れに優れた洗浄効果を発揮

製品番号	単位
Z24205	4L

スマーティース SPガーゼ

SmartPractice

届出番号:13B3X00142000010



- ・50×50mm
- ・4ツ折
- ・ポリエステル、レーヨン
- ・未滅菌


吸水性および保水性に優れた医療用ガーゼ

製品番号	単位
K40342	200枚



レストカバー

SmartPractice



- ・70×46mm
- ・不織布製
- ・弱粘着タイプ

CT、パノラマの撮影時に肌が触れる部分を
衛生的に覆う使い捨てカバー

製品番号	単位
F10018	15枚×20冊



エリエール ペーパータオル スマート ダブル

大王製紙



- ・230×210mm
- ・パルプ100%
- ・中判ダブル

やわらかな使い心地の
パルプを100%使用した2枚重ねの中判ペーパータオル

製品番号	単位
K16040	1パック (200組/400枚)

エルフォーレ ペーパータオル ダブル

大王製紙



- ・248×230mm
- ・牛乳パック配合
- ・大判ダブル


やわらかな2枚重ねの大判ペーパータオル

製品番号	単位
K16006	1パック (150組/300枚)

Glassix ファイバー ポスト 健保適用

NORDIN

認証番号: 219AKBZX00094000



セット内容

- ・ポスト (φ1.20mm、φ1.35mm、φ1.50mm) ×各6

3つ編み構造による
高い曲げ強度と弾性を兼ね備えた
グラスファイバーポスト

製品番号	品名
B22508	3種セット



使用頻度に合わせて補充できる便利なリフィルパック

製品番号	規格	単位
B22501	φ1.0mm	6本
B22502	φ1.2mm	
B22503	φ1.35mm	
B22504	φ1.5mm	

グラスシックス プラス 健保適用

NORDIN

認証番号: 224AFBZX00159000



セット内容

- ・ポスト (φ1.2mm、φ1.5mm、φ1.8mm、φ2.0mm) ×各5
- ・リーマ (φ1.26mm、φ1.56mm、φ1.86mm、φ2.06mm) ×各1
- ・パイロットリーマ (φ0.7mm) ×1

- ・曲げ強度: 1,500MPa
- ・弾性力: 20GPa

アナトミカルフォームを付与した
高い曲げ強度と弾性を兼ね備えたファイバーポスト

製品番号	品名
B22550	セット

グラスシックス プラス専用のパイロットリーマ

製品番号	規格	全長	単位
B22559	φ0.7mm	32mm	3本



使用頻度に合わせて補充できる便利なリフィルパック

製品番号	No.	規格	全長	単位
B22551	1 白	φ1.2mm	15mm	10本
B22552	2 黄	φ1.5mm	16mm	
B22553	3 赤	φ1.8mm	18mm	
B22554	4 青	φ2.0mm	19mm	



4種のカラーコードでサイズがわかる専用リーマ

製品番号	No.	規格	全長	単位
B22555	1 白	φ1.26mm	34mm	3本
B22556	2 黄	φ1.56mm		
B22557	3 赤	φ1.86mm		
B22558	4 青	φ2.06mm		

パルペン DP2000 コンタクトキット付

Dental Electronic AS

認証番号: 223AKBZX00070000



セット内容

- ・コンタクトキット×1
- ・プローブ (直) ×1
- ・プローブ (曲) ×1
- ・ラバーチップ×5
- ・専用バッテリー×1

簡単操作で歯髄の疼痛反応を評価できるペンタイプの電気式歯髄診断器

製品番号	製品名
J14301	パルペン DP2000 コンタクトキット付



製品番号	品名	単位
J14102	プローブ (直)	1本
J14103	プローブ (曲)	
J14107	ラバーチップ	25個
J14108	専用バッテリー	2個
J14109	コンタクトキット	1キット

ボーンカッター (ジョタ)

届出番号:14B1X00011000529

jota

FG



・全長21mm

埋伏歯や骨などの切削に用いるゼックリアパー

製品番号	型番	単位
L02292	C151.FGL.016	2本

ゼックリアパー (ジョタ)

届出番号:14B1X00011000530

jota

FG



・全長25mm

埋伏歯や残根の撤去などに使用するタングステンカーバイトパー

製品番号	型番	単位
L01728	C151.FGXL.016	2本

正宗技 ファイナルポリッシャー

ダイテックジャパン

届出番号:22B3X00011000022

FG



FPL-2



FPB-2

用途 CR、軟質、硬質レジン、パラジウム合金等の研削・研磨

細部の研磨に最適な根元まで使用できるパー

製品番号	タイプ	型番	カラー	単位
L73002	中研磨用	FPL-2	ブラウン	3本
L73004	仕上げ用	FPB-2	ブルー	

ワンタッチホルダー

ダイテックジャパン



使用例



HP用



CA用

FGバーをHP・CA用パーとして使用できる変換アダプター

製品番号	タイプ	単位
J20354	HP用	5本
J20355	CA用	10本

ジルコンフレックス (ジョタ)

届出番号:14B1X00011000618

jota

HP

用途 ジルコニアフレーム調整における切削 ※ニケイ酸リチウム、長石系セラミックにも使用可能

切削時の発熱が非常に少なく、
注水冷却不要によりマイクロクラック発生リスクを効果的に抑制

製品番号	製品名/先端画像/サイズ(mm)	推奨回転数	入数	
L01864	SZ601 HP.030 最大径(D):3.0 先端長(L):3.0 全長:45		15,000 20,000 max: 30,000	2本
L01865	SZ601 HP.035 最大径(D):3.5 先端長(L):3.5 全長:45			
L01866	SZ602 HP.040 最大径(D):4.0 先端長(L):4.0 全長:46			
L01867	SZ623 HP.060 最大径(D):6.0 先端長(L):3.0 全長:45.5			
L01868	SZ638 HP.025 最大径(D):2.5 先端長(L):6.5 全長:47			
L01869	SZ652R HP.035 最大径(D):3.5 先端長(L):10.5 全長:50			
L01870	SZ660 HP.040 最大径(D):4.0 先端長(L):12.0 全長:49			
L01871	SZ667 HP.035 最大径(D):3.5 先端長(L):7.5 全長:48			
L01874	SZ732 HP.050 最大径(D):5.0 先端長(L):12.5 全長:50			
L01875	SZ736 HP.065 最大径(D):6.5 先端長(L):7.0 全長:46			
L01872	SZ715 HP.160 最大径(D):16.0 先端長(L):0.9 全長:47		8,000 10,000 max: 12,000	1本
L01873	SZ722 HP.180 最大径(D):18.0 先端長(L):2.5 全長:46		5,000 6,000 max: 8,000	

HEテクニカルポリッシャー

届出番号:14B1X00011000549

edentia

HP

・推奨回転数/10,000~15,000rpm
・メディアム

アクリル研磨用シリコンポイント

製品番号	単位
L09003	6本
L09004	100本



正宗技 ラバーポイント

ダイテックジャパン

届出番号: 22B3X00011000015

HP



220-13 500-13 1000-13 RC-1 RM-1 RF-1

用途 各種金属、各種レジン研磨

鋭い切れ味と優れた耐久性を兼ね備えたマルチタイプのラバーポイント

製品番号	型番	最高許容回転数	単位
L73151	220-13 (中研磨)	30,000rpm	12本
L73152	500-13 (中仕上げ)		
L73153	1000-13 (仕上げ)		
L73141	RC-1 (中研磨)	10,000rpm	6本
L73142	RM-1 (中仕上げ)		
L73143	RF-1 (仕上げ)		

正宗技 ハイブリッドポイント

ダイテックジャパン

届出番号: 22B3X00011000009, 22B3X00011000010

HP

用途 コバルトクロム合金の研磨
(ノンプレシャスメタル)

砥粒を高配合したコバルトクロム合金の
強固な研磨に使用できるラバーポイント



HBB-1

HBB-13

製品番号	型番	最高許容回転数	単位
L73131	HBB-1	15,000rpm	6本
L73132	HBB-13		12本

SPJラバーホイール

SmartPractice

届出番号: 22B3X00011000024

用途 コバルトクロム合金の研磨
(ノンプレシャスメタル)

・サイズ: $\phi 22 \times T 3 \text{mm}$

コバルトクロム合金の
粗研磨と中研磨の同時実施が可能




製品番号	最高許容回転数	単位
L73171	15,000rpm	100枚

正宗技 ハイブリッドホイール

ダイテックジャパン

届出番号: 22B3X00011000011



HBBW-3



HBBW-1

用途 コバルトクロム合金の研磨(ノンプレシャスメタル)

・サイズ: $\phi 22 \text{mm}$

コバルトクロム合金の研磨に対応できる砥粒を高配合したラバーホイール

製品番号	型番	最高許容回転数	単位
L73133	HBBW-3 (厚さ3mm)	15,000rpm	12枚
L73134	HBBW-1 (厚さ1mm)		25枚

セパレーター



届出番号: 14B1X00011000540



金属床の切削やスブルーカットに適した
カッティングディスク

製品番号	サイズ	入数
L12108	$\phi 22 \times T 0.6 \text{mm}$	100枚
L12109	$\phi 25 \times T 0.7 \text{mm}$	

ピンカッター



届出番号: 14B1X00011000541



金属床の切削やスブルーカットに適した
カッティングディスク

製品番号	サイズ	入数
L12117	$\phi 35 \times T 0.7 \text{mm}$	100枚
L12110	$\phi 40 \times T 1.0 \text{mm}$	

ラフニング ディスク



届出番号: 14B1X00011000542



金属床の切削やスブルーカットに適した
カッティングディスク

製品番号	サイズ	入数
L12111	$\phi 22 \times T 3.5 \text{mm}$	100枚
L12112	$\phi 32 \times T 2.2 \text{mm}$	
L12113	$\phi 35 \times T 1.7 \text{mm}$	

アボットロビンソン ブリistolブラシ

届出番号:14B1X00011000539

Buffalo

HP

毛が抜けにくい高品質な定番のロビンソンブラシ

製品番号	型番	サイズ	タイプ	入数
L12007	No.9	φ14mm	ソフト	12本
L12006			スタンダード	
L12005			EXハード	
L12003	No.11	φ17mm	ソフト	
L12002			スタンダード	
L12001			EXハード	
L12051	No.12	φ19mm	ソフト	
L12052			スタンダード	
L12053			EXハード	



MGフォーミングバーZr

届出番号:13B1X10089001004

HP



・シート形成用バー

ジルコニア製の形成用バー

製品番号	型番・タイプ	単位
L20026	ORD701 Xファイン ホワイト	1本
L20028	ORD1501 ミディアム ブラック	

グレースパウダー

届出番号:23B3X00007000003

東永



用途 金属床、レジン床、クラウンブリッジ用

水で溶いて使用する艶出し研磨材

製品番号	入数
J28441	1kg

バースタンド


ダイテックジャパン



・オートクレープ減菌可能

どこにでも差し込み可能なバースタンド

製品番号	タイプ	サイズ	カラー	入数
J20352	CA・HP 兼用	Sサイズ W80×D60×H20mm	ホワイト	1個



・オートクレープ減菌不可

どこにでも差し込み可能なバースタンド

製品番号	タイプ	サイズ	カラー	入数
J20353	CA・HP 兼用	Lサイズ W120×D80×H23mm	グリーン	1個

スプリントフィニッシャー

SmartPractice

届出番号:27B3X00139000082, 27B3X00139000083



キット内容

- ・研磨材×1
- ・パフ×1


ダイヤモンド粒子高配合のハード系シート専用研磨材

製品番号	種類	入数
L20030	キット	1セット
L20031	パフ	6枚

エラ アタッチメントシステム

認証番号: 218AKBZX00093000、218AKBZX00094000、218AKBZX00095000、218AKBZX00096000

口腔内に装着される金属製フィメールと義歯床に固定される交換式の高密度ナイロン製メールから構成
 パーシャルデンチャーのみならず、オーバーデンチャー、インプラントなどのさまざまな症例に対応



詳しくは、
 エラ アタッチメントシステムの
 資料をご請求ください。




品名	単位	歯冠外用アタッチメント		歯冠内用アタッチメント	
		エラ RV アタッチメント	エラ マイクロ アタッチメント	エラ オーバーデンチャー アタッチメント	エラ オーバーデンチャー マイクロアタッチメント
		製品番号	製品番号	製品番号	製品番号
スターキット ・エラ コンプリートセット×2 ・メタルジャケット×2 ・プロセッシングジグ×2 ・コアカッター×1 ・シーティングツール×1 ・パラレリングマンドレル×1	1セット	J05250	J05272	J05222	J05232
エラ コンプリートセット ・フィメール×1 ・メールアソート (ダミーメール×2、ホワイト×2、オレンジ×1)	1セット	J05251	J05271	J05221	J05231
2.5オフセット コンプリートセット ・フィメール×1 ・メールアソート (ダミーメール×2、ホワイト×2、オレンジ×1)		J05252	—	—	—
4.5オフセット コンプリートセット ・フィメール×1 ・メールアソート (ダミーメール×2、ホワイト×2、オレンジ×1)		J05253	—	—	—
ダミーメール (ブラック)	5個	J05033	J05274	J05024	J05234
メール ホワイト		J05035	J05275	J05026	J05235
メール オレンジ		J05031	J05276	J05021	J05236
メール ブルー		J05034	J05277	J05025	J05237
メール グレー		J05032	J05278	J05023	J05238
メール イエロー		J05256	J05279	J05223	J05239
メール レッド		J05257	J05280	J05224	J05240
メール アソート (ダミーメール、ホワイト、イエロー、 レッド、オレンジ、ブルー、グレー×各1)	1セット	J05263	J05264	J05261	J05262
メタルジャケット ・ダミーメール×1	1個	J05259	J05282	J05226	J05242
フィメール	1個	J05010	J05273	J05022	J05233
オフセット フィメール2.5		J05254	—	—	—
オフセット フィメール4.5		J05255	—	—	—
プロセッシングジグ*		J05215	J05283	J05227	J05243
インプレッションコーピング*		J05260	J05284	J05228	J05249
ラボツールキット ・コアカッター×1 ・シーティングツール×1 ・パラレリングマンドレル×1	1セット	J05216	J05244	J05216	J05244
デンティストツールキット* ・コアカッター×1 ・シーティングツール×1	1セット	J05217	J05245	J05217	J05245
コアカッター	1本	J05001	J05246	J05001	J05246
シーティングツール	1本	J05002	J05247	J05002	J05247
パラレリングマンドレル	1本	J05003	J05248	J05003	J05248

※の製品は受注後のお取り寄せとなります。


届出番号:23B3X00007000001

クラスプ




製品番号	型番	形状	数量
J28400	AIP	ハーフ鉤、Iバー	5シート (180本)
J28401	AKL	エーカス鉤	4シート (104本)

デンチャーベースコネクタ (床維持装置 スケルトン)



製品番号	型番	形状	数量
J28405	D-PH	上、下顎パーシャル用	5シート (5床)
J28406	D-U2	下顎パーシャル用	5シート (40本)

バー (メジャーコネクタ 大連結子)




製品番号	型番	形状	数量 ※1本=2床
J28407	P-S	パラタルバー	31g (約40本)
J28408	P-M		37g (約40本)
J28409	P-L		41g (約40本)
J28410	L-S	リングルバー	25g (約40本)
J28411	L-M		31g (約40本)
J28412	L-L		34g (約40本)

クラスプ (鑄造鉤用)

SPC-1.1 φ1.1 長さ80mm	SPC-1.2 φ1.2 長さ80mm	SPC-1.3 φ1.3 長さ80mm
---------------------------	---------------------------	---------------------------

製品番号	型番	数量
J28402	SPC-1.1	6g (約60本)
J28403	SPC-1.2	6g (約60本)
J28404	SPC-1.3	6g (約60本)

マイナーコネクタ (小連結子)




製品番号	型番	数量
J28413	C-0	9g (約70本)
J28414	C-1	11g (約70本)
J28415	C-2	14g (約70本)
J28416	C-3	19g (約70本)
J28417	P-3	10g (約43本)

スプルー

SP-1.0 φ1.0 長さ110mm	SP-1.5 φ1.5 長さ110mm	SP-2.0 φ2.0 長さ130mm	SP-2.5 φ2.5 長さ130mm	SP-3.0 φ3.0 長さ130mm	SP-3.5 φ3.5 長さ130mm
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

製品番号	型番	用途	数量
J28419	SP-1.0	フィニッシングライン クラスプの保持	5g (約60本)
J28420	SP-1.5	クラスプ メタルフレームの補強	12g (約60本)
J28421	SP-2.0		24g (約60本)
J28422	SP-2.5		39g (約60本)
J28423	SP-3.0	メタルフレームの スプルー	54g (約55本)
J28424	SP-3.5		70g (約49本)

フィニッシングライン




製品番号	型番	形状	数量
J28418	F	フィニッシングライン	7g (約44本)

UVパターン

東永

届出番号:23B3X0000700001

スティップルシート




用途 上顎フルプレート

・模様: S (スモール)

製品番号	型番	数量
J28425	ST-0.55mm	5シート


ノーマルシート



・模様: 無地

製品番号	型番	数量
J28426	NS-0.55mm	5シート
J28427	NS-0.80mm	

リリースシート



用途 スケルトン部の光硬化 (リリースシートワックス)

製品番号	型番	数量
J28428	R-0.55mm	5シート

UVパターンジェル

東永

届出番号:23B3X00007000011

ジェルの
使用温度に
ついて

- ・冬期タイプは室温が5℃から15℃
- ・オールシーズンタイプは室温が15℃から25℃

注意点

- ・ノズルは内径です。
- ・UVパターンジェルとUVパターンの併用は連結のみです。
- ・UVパターンジェルは指定の温度帯での保管をお願いいたします。必要に応じて冷却スプレーをご使用ください。

ブロックアウトジェル (赤色)



・0.4π2本ノズル付

鉤歯のブロックアウト・パターンの連結・ダウエルピンの植立

製品番号	品名	タイプ	容量	単位
J28429	ブロックジェルS	冬期タイプ	5g	2本
J28430	ブロックジェルM	オールシーズンタイプ		

UVパターンジェル (青色)



・1.0π2本ノズル付

バー・連結子・クラスプ・レストの築盛
および連結

製品番号	品名	タイプ	容量	単位
J28431	ソフトH	冬期タイプ	5g	2本
J28432	ミディアムM	オールシーズンタイプ		

LED照射器付き UVパターンスターターセット

東永

届出番号:23B3X00007000001、23B3X00007000011



重合タイム

- ・ジェル5秒
- ・パターン60秒




セット内容

- ・LED照射器（波長360ナノメートルの近紫外線照射器）
- ・石膏模型
- ・容器
- ・UVパターン
C-0、C-2、L-M、SP-3.5 各5本
リリースシート少量
- ・ブロックジェルM 5g 1本（ブロックアウト用）
- ・分離材（Eセップ）
- ・仮接着剤（Uクリーナー）
- ・冷却スプレー



製品番号	単位
J28440	1セット


パターン圧接順序



1 Eセップ塗布

2 パー連結子を圧接カット

3 クラasp圧接




4 ジェルで連結重合

5 冷却着脱

6 スプルー（補強も含む）

ジェルパターン築盛



1 ジェルでパーを築盛

2 ジェルで連結子を築盛

3 ジェルでクラaspを築盛（C1、C2を使用してもよい）

UVパターン関連用品

東永

Eセップ



石膏模型やUVパターン同士の分離に有効

製品番号	容量
J28433	20ml

Mセップ



インスツルメントに塗布し、パターンの圧接を調整

製品番号	容量
J28434	40g

Rセップ



指でパターンに塗布し、パーやシートを圧接

製品番号	容量
J28435	40ml

エマルセップ



硬化したパターンに塗布し、20分後に圧接

製品番号	容量
J28436	30ml×2

Uクリーナー



UVパターンの内面に塗布して圧接することで接着力を増強

製品番号	容量
J28437	20ml

フロール



ろう着後やパターン重合後に冷却するスプレー

製品番号	容量
J28438	420ml

コネクターワックス

届出番号:23B3X00007000001



※UVパターンの連結および補足の場合電気ペンをご使用ください

光重合連結ワックス

製品番号	容量
J28439	20g

歯科用キャストリングワックス

SmartPractice

届出番号: 14B1X00011000404、14B1X00011000401、14B1X00011000403

クリエイティブワックス



・融点: 64℃

型くずれのない築盛が可能な
審美性を追求できるワックス

製品番号	容量
G01050	45g

スペシャルワックス



・融点: 64℃

硬さや削れ具合がよい
彫刻性に優れたワックス

製品番号	容量
G01051	45g

マージンワックス



・融点: 59℃

優れた弾力性を有する
マージン部用のワックス

製品番号	容量
G01053	45g

スライクリス ワックス

Slaycris

届出番号: 14B1X00011000517、14B1X00011000519、14B1X00011000518

スタンダード



・融点: 56~64℃

適度に弾性があり、
破折が少ないワックス

製品番号	容量 (包装容量含む)
J66051	85g

ピュア ホワイト



・融点: 56~64℃

焼却後の残留物が少ないため、
プレスセラミックスに最適なワックス

製品番号	容量 (包装容量含む)
J66052	85g

レッドマージン&ベースワックス



・融点: 56~64℃

収縮性が低く
安定性の高いワックス

製品番号	容量 (包装容量含む)
J66053	85g

メイビス インレーワックス MDL Dental

届出番号: 14B1X00011000586



築盛時にベタつかない
操作性に優れた定番のワックス

製品番号	品名	容量
J66301	スティック	45g
J66302	タイプ	453g
J66303	ブロックタイプ	453g

スライクダイ ルブリカント Slaycris



・水溶性

石膏模型などから
ワックスを完全に分離させる溶剤

製品番号	容量
J66054	114ml

アルコールトーチ


Buffalo



小型、軽量の使いやすいアルコール式トーチ

製品番号	品名	単位
J60021	アルコール トーチ	1セット
J60022	替え芯	1本

ダウエルピン



・片面カット

製品番号	入数
J99008	1,000本

トルーフिट (ダイスペーサー)



キット内容

- ・シルバー液×1
- ・ゴールド液×1
- ・シンナー×1

石膏模型用のセメント層スペーサー

製品番号	品名	容量
Z45006	キット	—
Z45007	シルバー液	14ml
Z45008	ゴールド液	
Z45009	シンナー	28ml

製品番号	品名	容量
Z45012	レッド	14ml
Z45013	イエロー	
Z45015	グリーン	
Z45016	ブルー	
Z45017	スカイブルー	
Z45025	オレンジ	

ラバーセップ



※希釈時は水で溶かしてください。

スペーサーとしても使用可能なシリコンラバー系の分離材

製品番号	品名	容量
Z45002	白	16ml
Z45001	赤	
Z45011		96ml

ブロックパウダー

東永

届出番号: 23B3X00007000008



アンダーカットを補修する石膏模型修復材

製品番号	容量
J28442	80g

ストーンダイプラスター ハードナー



キット内容

- ・レジン液×1
- ・シンナー×1

模型に浸透し、硬化後は皮膜がほとんど残らない石膏模型硬化液

製品番号	品名	容量
Z45003	キット	—
Z45004	レジン液	58ml
Z45005	シンナー	

スペシャル ソリューション



水の代わりに使用することで耐摩耗性に優れた高い石膏模型が製作可能

製品番号	容量
Z01036	3,785ml

歯科矯正用クリアライナーとリテーナーの装着を最適化するために使用

トライアルパック

パック内容

- ・ファーム (イエロー) ×1
- ・ジェントル MAX (グリーン) ×1

製品番号	単位
K89001	2個



スターターパック

キット内容

- ・ジェントル (パープル、ブルー) ×各1
- ・ジェントル MAX (グリーン) ×1
- ・ファーム (イエロー、オレンジ) ×各1
- ・ファーム MAX (レッド) ×1

製品番号	単位
K89002	6個



バルクパック ソフトタイプ

Gentle (ジェントル)

パープル



より柔らかい

ブルー



柔らかい

Gentle MAX (ジェントルMAX)

グリーン



やや柔らかい

※MAXは厚みが30%大きくなります。

製品番号	製品	単位
K89006	ジェントルアソート (3色)	24個
K89008	ジェントル (パープル)	
K89009	ジェントル (ブルー)	
K89010	ジェントル MAX (グリーン)	

バルクパック ハードタイプ

Firm (ファーム)

イエロー



やや硬い

オレンジ



硬い

Firm MAX (ファームMAX)

レッド



より硬い

※MAXは厚みが30%大きくなります。

製品番号	製品	単位
K89007	ファームアソート (3色)	24個
K89011	ファーム (イエロー)	
K89012	ファーム (オレンジ)	
K89013	ファーム MAX (レッド)	



サイナスリンス

ニールメッド

届出番号: 13B3X10188000001, 13B3X10188000009, 13B3X10188000002, 13B3X10188000004, 13B3X10188000003, 13B3X10188000005, 13B3X10188000006, 13B3X10188000012



製品番号	タイプ	種類	入数
K24680	粉末	サイナスリンス キット 10包 ●240mLボトル付	1セット
K24695		サイナスリンス キット 60包 ●240mLボトル付	1セット
K24682		サイナスリンス リフィル 60包	1箱
K24696		サイナスリンス リフィル 120包	1箱
K24684		サイナスリンス キッズ 30包 ●120mLボトル付	1セット
K24685		サイナスリンス キッズ リフィル 60包	1箱
K24687		—	サイナスリンススタンド ●乾燥・収納用スタンド

製品番号	タイプ	種類	入数
K24694	ジェル	サイナスジェルスプレー 30mL ●鼻腔内保湿ジェルスプレー (ヒアルロン酸、アロエベラ配合)	1本
K24686	ミスト	ベビーミスト 75mL 携帯用 ●薬品・防腐剤無配合 ●生理食塩水スプレー (塩化ナトリウム9mg/mL、 重炭酸ナトリウム0.5-1mg/mL、精製水)	
K24688		サイナスミスト 125mL ●薬品・防腐剤無配合 ●生理食塩水スプレー (塩化ナトリウム9mg/mL、 重炭酸ナトリウム0.5-1mg/mL、精製水)	
K24689		サイナスミスト ハイパートニック 125mL ●薬品・防腐剤無配合 ●高塩濃度スプレー (塩化ナトリウム27mg/mL、 重炭酸ナトリウム~3mg/mL、精製水)	
K24699		サイナスミスト キシリトール 125mL ●薬品・防腐剤無配合 ●キシリトール入り生理食塩水スプレー (塩化ナトリウム9mg/mL、 重炭酸ナトリウム 0.4~1mg/mL、 精製水、キシリトール、ユーカリオイル)	

塩化ナトリウム・重炭酸ナトリウム・精製水はUSPグレード (米国薬局方標準品) を使用

パルスオキシメータ OX-105

ドリテック

認証番号:306AKBZX00058000

- ・W60×D32×H29mm
- ・約25g (電池含まず)
- ・本体×1、単4電池 (動作確認用) ×2、ストラップ×1
- ・1年保証



指にはさむだけで動脈中の酸素飽和度 (SpO2) と脈拍が測れるパルスオキシメータ
呼吸数表示機能を搭載



製品番号	カラー	単位
H00008	ホワイト	1台

手首式血圧計 BM-105

ドリテック

認証番号:303AKBZX00105000

- ・W79×D60×H20mm
- ・本体×1、カフ (圧迫帯) ×1、単4形乾電池×2
- ・測定範囲: 血圧/40~230mmHg、脈拍/40~199拍毎分
- ・血圧測定、血圧レベル測定、不規則脈波・脈検知、体動チェック、最大メモリー2名×99回分、直近3回分の平均値表示、電池残量、日時表示
- ・1年保証



手首に巻きやすいカフを採用した薄さ20mmのコンパクトな手首式血圧計



製品番号	単位
H00007	1台

Licefa デンタルケース

Licefa



2001

2004

2006

模型の形状に合わせたプリカットフォームと凹凸のウレタンスポンジにより大切な模型をしっかり保護する持ち運びに便利なケース



製品番号	型番	サイズ	単位
J11225	2001	W240×D170×H42mm	1個
J11226	2004	W270×D185×H76mm	
J11227	2006	W335×D240×H71mm	

メンブレンボックス

Licefa



ZMD2



ZMD3

クリア面に張った特殊シリコンフィルムで模型を固定し、しっかり保護

製品番号	型番	サイズ	単位
J11228	ZMD2	W95×D75×H25mm	1個
J11229	ZMD3	W135×D128×H75mm	

スタイリッシュスツール FV-302

フィフティ・ヴィジョナリー



- ・φ35×T4.5×H48~66cm (高さ調節可能)
- ・ポリ塩化ビニルレザー、アルミダイキャスト



ホワイト

座面がスタイリッシュなスツール

製品番号	カラー	単位
Z71024	ホワイト	1脚
Z71025	ピンク	
Z71026	アイボリー	
Z71027	ブラウン	
Z71028	ブラック	

イリゲーションチューブ Nタイプ

三矢メディカル

届出番号:27B1X00051000027



- ・180×95mm
- ・3層構造
- ・平ゴム
- ・BFE:99% (3μm)

インプラントモーターにセットし生理食塩水を供給するチューブセット

製品番号	単位
J04501	10本



スマーティース パステル小筆

SmartPractice

- ・全長118mm
- ・個別包装
- ・5色アソート/ブルー、グリーン、イエロー、ピンク、パープル×各2



キュートなパステルカラーのアクリルレジン筆

製品番号	単位
J28008	10本

グラスダッペンディッシュ



- ・内径25mm×高さ33.5mm

製品番号	カラー	単位
J00901	クリア	1個
J00902	ブルー	



株式会社スマートプラクティスジャパンはグローバルヘルスケア企業の強みを活かし、世界各国から選りすぐりの歯科用製品を輸入しています。

会社概要

会社名 : 株式会社スマートプラクティスジャパン SmartPractice Japan, Inc.
代表取締役 : 西川 裕機
設立 : 2001年7月
資本金 : 9,700万円
決算 : 12月
主要取引銀行 : 三菱UFJ銀行
本社 : 〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-2-13 アサヒヤマトビル2F
電話番号 : 046-200-5615
ファックス番号 : 046-401-1737
受付時間・休日 : 平日 9:00~17:30 (土・日・祝日休)
拠点 : 川崎物流センター、高知テクニカルセンター
事業内容 : 医療機器製造販売・その他製品の輸入販売
● 歯科用製品の販売 ● 患者様コミュニケーショングッズの販売 ● 皮膚アレルギーテスト関連製品の販売 他
許認可番号 : 第一種医療機器製造販売業 14B1X00011
医療機器製造業 14BZ200184
高度管理医療機器等販売業 第745111号
医療機器修理業 14BS200216
ホームページ : <https://www.smartpractice.jp>

DENTAL CATALOG

歯科用製品総合カタログ

株式会社スマートプラクティスジャパン

□ 本社

〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-2-13 アサヒヤマトビル2階

TEL.046-200-5615 FAX.046-401-1737

受付時間/平日 9:00~17:30

休日/土・日・祝日

<https://www.smartpractice.jp>



◀HPはこちらから

※掲載製品の仕様・包装が予告なく変更されたり、価格の改定を行う場合がございます。

また、製品画像の色彩等が現物と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※製品価格はすべて税別です。

※本カタログ掲載内容及び画像の無断転載はかたくお断りします。

© 2026 SmartPractice Japan, Inc. All Rights Reserved.